

## INTERCEPTRE◇ MODÜLER ALETLER

### Makas - Interceptre



Düşük distal insulasyon elektrocerrahi ortamında güvenliği artırır;  
\* elektrocerrahiye uygun sap özellikleri,  
\* her zaman etkili ve ekonomik  
\* ameliyat sırasında yerinden çıkmamasını sağlayacak "Vidasız" kolayca değiştirilebilen bıçak mekanizması



Ref No	Açıklama
<b>7208298</b>	<b>Curved Metzenbaum-Değiştirilebilir Bıçaklı Mekanizma</b>
7208302	Elektrocerrahi uygulaması için sap
7208305	Dış tüp
7209540	Bıçak
7209712	İç tüp
7209777	Nose cap
<b>7208299</b>	<b>Straight Metzenbaum- Değiştirilebilir Bıçaklı Mekanizma</b>
7209541	Bıçak
<b>7208300</b>	<b>Hook - Değiştirilebilir Bıçaklı Mekanizma</b>
7209542	Bıçak

\* Interceptre bölümündeki ürünler bileşenlerine ayrılabilmekte ve ayrı sipariş edilebilmektedir.

## Laporoskopik Aletler



Tüm diseksiyon aletleri 360° çevrilebilir.

Tüm aletler tamamen yalıtılmış ve monopolar elektrocerrahiye uygundur.

Laparoskopik el aletleri, artroskopik aletlerde üst düzey kalitede tasarımlar sunan Smith & Nephew'un 14 yılı aşkın tecrübesiyle tasarlanmıştır.

Laparoskopik aletler;ACUFEX® 'in pinsiz menteşe tasarımıyla üstün güvenlik ve sağlamlık özelliklerinden yararlanılarak geliştirildi ve test edildi.

### Diseksiyon

5.0 mm diameter, 330mm çalışma uzunluğu



Ref No

Açıklama

7205617

Maryland



7205619

Fine Tip



7205616

Curved Crile



7205615

Straight Crile



7205614

Meeker



7205620

Olive Tip



7205618

Dolphin Nose





## Laparoskopik Aletler



Tüm grasperlar mandal kilit mekanizmalıdır.  
Dual action grasperlar 360° çevirilebilir.  
Yalıtılmış sap, elektrocerrahi uygulamasında güvenlik sağlar.

### Grasperlar

5.0 mm diameter, 330 mm çalışma uzunluğu

	Ref No	Açıklama
	7205609	Single Action Atraumatic
	7205611	Single Action Retraction Forceps
	7205610	Dual Action Atraumatic(çevirilebilir)
	7205612	Dual Action Retraction Forceps(çevirilebilir)

Plato Grup www.platogrup.com  
Yeni Sülün Sok. 0212 284 6434  
No:15 34330 0212 284 2950 faks  
Levent İstanbul  
Türkiye

